



БИОЛИС®

АППАРАТ НЕИНВАЗИВНОЙ
ИНДУКЦИОННОЙ ФИЗИОТЕРАПИИ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**АППАРАТ НЕИНВАЗИВНОЙ
ИНДУКЦИОННОЙ ФИЗИОТЕРАПИИ**



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

БИОЛИС

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ПРИМЕНЕНИЮ АППАРАТА НЕИНВАЗИВНОЙ ИНДУКЦИОННОЙ ФИЗИОТЕРАПИИ БИОЛИС

НАЗНАЧЕНИЕ

Аппарат БИОЛИС предназначен для проведения процедур неинвазивной индукционной физиотерапии. Аппарат применяется для оздоравливающего воздействия электромагнитным полем с применением резонансного воздействия на ткани организма человека.

Неинвазивная(бесконтактная) индукционная физиотерапия

Бесконтактный индукционный метод основан на научных выводах известных ученых последнего столетия. Никола Тесла, Джордж Лаховский и Реймонд Райф открыли положительное влияние резонансных электромагнитных полей (волн) на нарушенные потенциалы клеточной оболочки. Тем не менее, этот феномен долгое время не использовался в практической медицине из-за отсутствия технических возможностей. С 2016 года система резонансной терапии развилаась в бесконтактную индукционную физиотерапию (БИТ) и получила широкое распространение.

Индукционная терапия проводится с помощью специальных электромагнитных индукторов («катушка», «петля», «пояс» и т.д.), накладываемых на голову или на проекционные зоны пациента .

Индукционная терапия – это основа для включения и наиболее оптимального применения механизмов саморегуляции организма человека. Благодаря способности организма запоминать полученные сведения, эффект от сеансов данной терапии сохраняется надолго.

Все клетки высших форм жизни имеют клеточную мембрану. Передача ионов (Ионы различных электрических зарядов при своем образовании в качестве побочного продукта образуют соли. Растворы, содержащие ионные субстанции, проводят электрический ток и поэтому носят название электролиты.) через мембрану приводит к образованию мембранныго напряжения, то есть электрического напряжения между внутренней и внешней сторонами клеточной мембранны.

Мембранные напряжение здоровой и активной клетки, как правило, составляет от 90 до 100 милливольт (мВ). При этих условиях происходит

оптимальное снабжение клеток и удаление продуктов распада. Самые важные ионы биологических электролитов — натрий, калий, кальций, магний, хлориды, фосфаты и гидрокарбонаты - жизненно необходимы для функционирования клетки. Регулирование концентрации электролитов в клетках производится по так называемым ионным каналам.

Если клетка заболевает или отмирает, ее мембранный потенциал соответствующим образом уменьшается. В мемbrane появляются отверстия, многообразные функции обмена электролитами, минералами, питательными веществами, ферментами и гормонами более не осуществляются, мембранные напряжения быстро падают (например, клетки, больные раком, имеют потенциал напряжения менее 20 милливольт).

Практически любая болезнь приводит к нарушению потенциалов клеточных оболочек. Применение на данном этапе бесконтактного индукционного воздействия обеспечивает повторное усиление потенциала клеточной оболочки, фактически приводя больные и выродившиеся клетки к альтернативе: либо выздороветь, либо окончательно отмереть (апоптоз).

Бесконтактная индукционная терапия работает посредством электромагнитной энергии (ЭЭ). Катушка, наложенная на место проекции проблемного органа, создаёт электромагнитное поле, которое действует на клетки. При максимальной электрической мощности прибора сила потенциала клеточной оболочки возрастает, ослабленные клетки снова надолго заряжаются, а выродившиеся клетки могут регенерировать. Иммунная система активируется, и в клетках запускаются целительные энергетические процессы, приводящие к настоящей регенерации. Если клетка, несмотря на действие БИТ оказывается не в состоянии развернуть потенциал своей оболочки и увеличить его значение более чем до 20 мВ, организм сам разрушает клетку (апоптоз).

БИТ не следует путать с классической терапией магнитными полями, или с ударно-волновой терапией. В отличие от всех остальных методов лечения, в которых задействованы магнитные поля, БИТ не использует специфические частоты для стимуляции определенных видов клеток. Наоборот, при помощи специальных резонансных катушек она разворачивает намного более сильное, высокочастотное магнитное поле **в самом организме**. То есть, БИТ в состоянии создать то необходимое электрическое напряжение в организме, чтобы восстановить потенциалы клеточной оболочки и поддерживать их в течение долгого времени.

БИТ применяется на практике либо отдельно, либо вместе с другими видами терапии почти при любых заболеваниях. Оздоровление безболезненно, не имеет побочных действий и проводится амбулаторно

пациенту, который расслабленно сидит в кресле и при этом не снимает одежду. Ни до, ни после сеанса нет необходимости отдыхать и успокаиваться. Многие пациенты благодаря этой терапии получают дополнительный „заряд“ жизненной энергии, становятся бодрее, сильнее и жизнерадостнее.

У здоровых людей БИТ повышает жизненный тонус, способствует оздоровлению организма в целом и даже его „омоложение“. Поэтому БИТ— это не только метод лечения многих заболеваний и облегчения болей, она может быть использована в качестве оздоровливающего профилактического мероприятия.

УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ АППАРАТА

Аппарат для индукционной терапии (Рисунок 1) представляет собой малогабаритное устройство, выполненное в ударопрочном корпусе. Внутри корпуса размещены электронный микропроцессорный блок управления аппаратом, генератор электромагнитных колебаний с присоединяемым к нему гибким кабелем катушек -излучателей. Светодиодные индикаторы выходной мощности(тока) расположены слева на передней(лицевой) части прибора.

1 шкала индикатора выходного тока

2 разъем для подключения катушек

3 ручка регулятора выходного тока

4 включение и выключение прибора

5 индикатор времени сеанса

6 установка времени сеанса

7 гнездо подключения сетевого адаптера

8 форма выходного тока



адаптер подключения
к сети 110/220 вольт

На корпусе аппарата имеется ручка управления таймером , над которой расположен светодиодный индикатор времени. Корпус аппарата имеет разъем для подключения внешнего низковольтного источника(адаптера) питания напряжением 24 вольта и током до 1 ампера, входящий в комплект поставки аппарата.

Время работы таймера прибора устанавливается вручную от 1 минуты до 5 часов.

Принцип работы

Принцип работы аппарата неинвазивной индукционной терапии БИОНИК заключается в воздействии электромагнитной энергии на ткани тела. Аппарат неинвазивной индукционной терапии состоит из генерирующей синусоидной цепи, которая создает ток с частотой 250...350 kHz, и резонансного контура (плоские катушки разного размера , которые должны быть настроены на ту же частоту.)

Большая «Катушка » (**7,5"**) Длинна соединительного провода **1,5** метра.



индикатор поля

Индикатор поля предназначен для проверки наличия электромагнитного поля на катушках.



Тороидальная «Катушка » (топ).

Средняя «Катушка » (**5"**)
Длинна соединительного провода
1,5 метра.



Все катушки изготовлены из высококачественных, нетоксичных материалов. При необходимости могут обрабатываться влажной, стерильной салфеткой.

Внимание! Перед обработкой влажной салфеткой, катушку необходимо отключить от генератора. Дать обсохнуть перед подключением.

1.3 ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ С ГЕНЕРАТОРОМ

Подключите штекер адаптера переменного тока к гнезду на задней стенке генератора и включите адаптер в розетку сети 220 в.

Переведите клавишу включения генератора (в правом нижнем углу) в положение «ВКЛ». Должна загореться красная лампочка внутри клавиши, а на цифровом индикаторе таймера, высветится время последнего включения. Генератор подключен к сети и готов к работе.

Подключите к генератору любую из катушек входящих в комплект . Для этого вставьте в разъем генератора (в левом нижнем углу) штекер катушки и поверните его до щелчка.

Должны загореться светодиоды индикатора выходного тока генератора. (расположены слева)

Установите ручкой большого поворотного регулятора в центре генератора, необходимую силу тока катушки.

Установите в нужное положение тумблер формы сигнала. Левое положение – синус, правое – меандр.

Выставите нужный период времени работы генератора с помощью таймера.

Таймер помнит последнее установленное время и при включении прибора по умолчанию устанавливает его. Для того, чтобы на таймере изменить время цикла, коротко нажмите на ручку регулятора времени. Табло начнет мигать и в это время можно менять время цикла путем поворота ручки. Чтобы запустить выбранный период времени, нажмите на ручку еще раз.

Для того, чтобы перевести прибор в режим постоянного включения нажмите на ручку и держивайте ее в течении 3 секунд. При этом цифровой индикатор покажет три тире «---». Для выхода из постоянного режима, коротко нажмите на ручку.

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ АППАРАТА

Общее применение:

- Снимает боль и воспаление
- Обезболивает и нормализует мочеиспускание
- Восстанавливает подвижность суставов и позвоночника
- Останавливает прогрессирование заболеваний
- Восстанавливает здоровый сон
- Защищает мозг от кислородного голодания
- Снижает перевозбуждение нервной системы
- Уменьшает уровень тревоги
- Уменьшает количество принимаемых препаратов
- Биологическая активация питьевой воды
- Повышает качество жизни
- Функциональные расстройства различного генеза
- Болевые синдромы различной локализации и генеза

В комплексной терапии болезней:

- центральной нервной системы и органов чувств
- вегетативной нервной системы
- системы кровообращения
- органов дыхания
- ЛОР-органов
- органов желудочно-кишечного тракта
- кожи и подкожной клетчатки
- костно-мышечной системы

Амбулаторное применение:

- Остеоартрит, артрозартрит: хронические и острые заболевания суставов (коленных, тазобедренных, плечевых, локтевых, рук, ног и челюстных суставов).
- Хронический полиартрит тазобедренных и плечевых суставов: воспаление более чем одного сустава.
- Тендинит / тендиноз: хронические и острые воспаления, травмы сухожилий.
- Травмы голени: болевые ощущение в области голени.
- Бурсит: воспаление синовиальной сумки.
- Растижения, вывихи, ушибы: боли в суставах, растяжения, вывихи, ушибы, травмы вследствие физического воздействия, контузии.
- Эпикондилит: «теннисный» локоть, воспаления сухожилий кубитальной или радиальной части локтевого сустава (плечевого).
- Гайморит синусит, ринит

- Переломы: костные переломы.
- Межреберная невралгия: невралгия.
- Ишиалгия: боль седалищного нерва, обычно, корешкового, как правило, вызванная повреждением межпозвонковых дисков.
- Контрактура: затрудненное движение сустава вследствие разрушения мягких тканей.
- Люмбаго: мышечные боли в поясничной области, поясничный ревматизм.
- Миалгия: мышечная боль.
- Невралгия / неврит: боль в зоне иннервации нерва, воспаление нерва.
- Плечелопаточный периартрит (синдром Дюплея): боль в плече сопровождающаяся ограничением подвижности.
- Переостит: кортикальный остеомиелит.
- Фиброзит / фибромиалгии: состояние, характеризующееся хронической опоясывающей болью.
- Сpondилез / Остеохондроз: артроз тел позвонков или дегенерация межпозвоночных дисков.
- Кистевой туннельный синдром: состояние, при котором сжимается запястный нерв, вызывая болевые ощущения и мышечную слабость.
- Тендовагиниты: воспаление сухожилий и периневрий; болевые ощущения в сухожилиях вследствие перенапряжения или травмы.
- Шейный синдром: посттравматический шейный синдром; боль в шейном отделе позвоночника, которая может распространяться на мышцы плеча или рук.
- Синдром грушевидной мышцы: первично мышечное расстройство; раздражение грушевидной мышцы из-за ущемления седалищного нерва.
- Неврома Мортона: доброкачественная неврома межпальцевого подошвенного нерва.
- Подошвенный фасцит: воспаление стопы, вызванное износом подошвенной фасции, поддерживающей свод стопы.
- Повреждение/разрыв ротаторной манжеты плечевого сустава: разрывы одного и более сухожилий ротаторной манжеты.
- Спастическая кривошея: Состояние, при котором голова наклонена в одну сторону, подбородок поднят вверх и повернут в противоположную сторону.
- Синдром медиопателлярной складки: раздражение и воспаление коленной складки.
- Ретропателлярный болевой синдром: Воспаление связки надколенника.

Что нужно знать перед применением неинвазивной индукционной физиотерапии

1. **ВНИМАНИЕ!** На здоровый организм и клетки аппарат заметного влияния не оказывает, не имеет противопоказаний и побочных эффектов, и абсолютно безопасен.
2. Приём лекарственных средств, применяемых для лечения основного или сопутствующего заболевания не прекращать, сначала принимать ЛС, затем с интервалом не менее 2-х часов сеанс индукционной терапии:
3. Перед включением прибора необходимо удалить все металлические украшения с тела и одежды (кольца, браслеты, цепочки, часы, пряжки). Любые металлические предметы ослабляют электромагнитное поле и могут свести на нет все усилия по оздоровлению. В районе действия катушек (20-25 см), не должны располагаться массивные металлические детали и предметы.
4. Больным с кардиостимулятором, необходимо иметь в виду, что электромагнитные поля могут разрядить батарейку, поэтому процедуры лучше проводить под присмотром, в больничном стационаре.
5. Катушки нет необходимости класть на голое тело. Электромагнитное поле без потерь проникает через слои тканей одежды.
6. Перед началом оздоровления любого органа, всегда проводите процедуру воздействия на почки, даже если вы уверены в их нормальном функционировании, и тем более, если вы в этом не уверены. Это подготовит почки к интенсивному выбросу отработанных клеток и шлаков, образующихся в результате воздействия аппарата на организм.
7. В процессе сеансов оздоровления постоянно прислушивайтесь к своему телу. И хотя воздействие индукционного резонанса идёт на клеточном уровне, и его вы почувствовать не можете, тем не менее, вы можете почувствовать что-то другое. Ощущения могут возникать в разных частях тела, независимо куда направлены Катушки. Это могут быть: покалывания, пульсации, ощущения тяжести или что-то другое. Главное, чтобы они не были сильными, и тем более не вызывали боль. В противном случае нужно немедленно прекратить сеанс.

8. Время, указанное для сеансов приблизительно и требует индивидуальной коррекции. В дальнейшем нужно найти такую длительность сеанса и мощность воздействия, которую вы сможете выносить без появления негативных ощущений. При этом имейте ввиду, что если вы будете воздействовать очень слабо (короткие сеансы или малая мощность), то и изменения будут происходить медленно. Слишком сильное же воздействие может привести к очень быстрой ракции, но при этом шлаки, выходящие из организма, могут принести вам неприятные ощущения и даже навредить, так как почки не будут справляться с большим выбросом токсинов.

Все люди разные и поэтому «индукционная терапия» на всех может действовать по-разному. Одни её не ощущают, другие чувствуют себя настолько плохо, что вынуждены делать перерыв в несколько дней. Продолжайте делать процедуры только в том случае, если вы выдерживаете 15-20 минутные сеансы один утром и один вечером, и не ощущаете при этом дискомфорта.

9. В некоторых случаях, для быстрого оздоровления, может потребоваться чередование однотипных «Катушек» настроенных на разные частоты. Для таких случаев мы выпускаем катушки на разные частоты. Как правильно подобрать дополнительную «Катушку» смотрите в соответствующей статье в конце инструкции.

10. Выбор сигнала генератора «синус» или «мейндр» не критичен и больше относится к психологическому восприятию пациентом действие прибора. Базовый режим для 95% случаев -это мейндр и лишь 5% - это альтернативный режим, который может восприниматься некоторыми реципиентами как более «МЯГКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ», так же это режим нужен для правильной работы некоторого доп. оборудования которое Вы можете заказать на нашем сайте.

11. У людей, с нарушениями выработки ферментов в (заболеваниями ЖКТ) ЖКТ, при работе с «катушками» во рту может появиться металлический привкус. Ощущения пройдут примерно через месяц.

12. Перед применением «Катушки» можно обрабатывать влажной стерильной, гигиенической салфеткой, катушка при этом должна быть не подключена. После обработке дать ей обсохнуть перед подключением.

СОВЕТ. Если на время сна расположить большую «Катушку» или «статическую катушку» в метре от кровати, включать прибор на синус, ток 150 мА, до утра, то проснувшись вы почувствуете необыкновенное чувство лёгкости и бодрости.

Уважаемые пользователи!

Далее мы приводим отработанные схемы применения «Катушек» при некоторых заболеваниях, а также наши авторские комментарии по различным болезням. Не забываем, что любое оздоровление нужно начинать с воздействия на почки. После 4-5 дней применения «катушек» делаем 2-3 дня перерыв. После двух месяцев применения – месяц перерыв.

Там, где не указаны конкретные схемы лечения будет указан номер схемы:

Схема №1. Один раз в день, «большая катушка», «меандр», ток 500 мА, по 30-60 мин. на поясницу.

Схема №2. Утром и вечером, «большая катушка», «меандр», ток 400 мА, спина/живот/грудь по 20-60 мин.

Схема №3. Ежедневно, «средняя катушка» или «тор», «меандр», ток 300 мА, на конкретное место 20-30 мин.

Схема №4. Ежедневно, «средняя катушка» или «тор», «меандр», ток 300 мА, на конкретное место 20 мин. Затем сразу: 20 мин., «средняя катушка», «меандр», ток 400 мА.

Схема №5. Два раза в день, «тор», «меандр», ток 300 мА, по больным местам 40-60 мин.
(если не указано другое время).

ВОЗДЕЙСТВИЕ на ПОЧКИ

Независимо от органа, на который вы планируете применять «БИТ», начинать нужно всегда с сеанса на ПОЧКИ. Наши почки являются основным фильтром организма, именно поэтому большое количество людей страдает теми или иными заболеваниями почек, а также сопутствующими заболеваниями, связанными с зашлакованностью и воспалительными процессами в почках.

Первый сеанс лучше делать вечером, желательно перед сном. Разместите большую «Катушку» в районе поясницы (почек), отрегулируйте силу тока на приборе, используя круглый регулятор в центре прибора, так, чтобы на индикаторе она была не больше 200 мА (светятся 3 светодиода). Поставьте переключатель (тумблер справа вверху) в положение «меандр». Включите прибор на 5 - 7 минут.

Воздействовать на почки можно так же средней катушкой или тором. В отличии от большой катушки, средняя катушка и тор имеют меньшую площадь воздействия, но действуют на большую глубину, поэтому их нужно располагать строго над местом нахождения почки. В этом случае, время и сила тока такие же. В дальнейшем сеансы можно проводить утром и вечером.

После сеанса могут быть неприятные ощущения, вызванные эффектом очищения. Например, если ваша моча после сеанса или на следующий день стала темной, то это первый признак очищения тела. Есть и другие признаки начала очищения: металлический вкус во рту, сонливое состояние, тёмный кал, сыпь, зуд по всему телу.

Если неприятные ощущения слишком сильные – возникает боль, поднимается давление или идет кровь во время мочеиспускания, то необходимо сделать однодневный перерыв и возобновить оздоровление на более слабой мощности (ток - 100 мА).

Следующий шаг – увеличение длительности воздействия до 15 минут. Логика действий та же. Если эффект слишком большой – уменьшайте воздействие, эффект не заметный – увеличивайте.

Когда ваш организм пройдет эту стадию очищения, увеличивайте время сеанса до 40 минут, но это уже максимальная длительность. Дальнейшее увеличение времени воздействия нецелесообразно.

После 4 дней воздействия необходимо 3 дня отдыха. Перерывы сеансов оздоровления нужны для того, чтобы организм не полагался полностью на внешнее воздействие, а имел возможность использовать самостоятельно для оздоровления тот целительный толчок, который он получил от воздействия индукционной терапии.

Также, это время нужно ему для активации внутренних резервов. Если вы не будете делать перерывов, то результат может быть

отрицательным. После двух месяцев воздействия сделайте перерыв продолжительностью от двух недель, до одного месяца.

СХЕМА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПОЧКИ

Большая «Катушка» на позвоночник, на уровне почек, или если нет большой катушки, то можно среднюю или тор на каждую почку отдельно.

В первые 2 недели: 4 дня по 1 сеансу, по 5-7 мин., ток 200 мА, «меандр». Затем 3 дня перерыв.

С 3 по 10 неделю: 4 дня по 2 сеанса, по 15 мин., ток 250 мА, «меандр». Затем 3 дня перерыв.

С третий недели, после сеансов на почки можно начинать сеансы не других органы.

С 11 по 14 неделю перерыв.

Последующее сеансы можно проводить средней катушкой 1 раз в день (вечером), продолжительностью 30 минут, ток 300 мА, «меандр».

СОВЕТ: Во время процедур пейте не менее литра чистой воды в сутки. Воду желательно предварительно обработать катушкой. Для этого возьмите трехлитровую стеклянную банку с чистой, негазированной водой, и поставьте его на большую катушку регулятор мощности поверните до упора в правое положение,(меандр) при этом должны светится все светодиоды на панели прибора , на 1 час.

Если «АКТИВАЦИЯ ВОДЫ» прошла успешно то Вы увидите эффект «газирования воды» Если такой эффект не появился увеличьте время воздействия 2 часов и более...

Такая вода сохраняет свои свойства в течении суток.

Такая процедура снижает ОВП воды от +400мВ до -330мВ, как у крови.

ПРОГРАММА ОБЩЕГО ОЗДОРОВЛЕНИЯ

Людям, не страдающим серьезными недугами сначала нужно пройти программу «ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ПОЧКИ» (см. выше). После выполнения этой программы продолжать общее оздоровление организма по следующей схеме:

Схема применения для общеоздоровительной программы:

Большая «Катушка» на поясницу - 10 мин., на живот -10 мин., на грудь – 10 мин.

Первые 2 месяца: 4 дня по 1 сеансу, по 3x10 мин., ток 250 мА, «меандр». Затем 3 дня перерыв.

Третий месяц перерыв.

Дальнейшие сеансы проводить по этой же схеме, с увеличением мощности и времени сеанса в 2 раза.

Особенно важна общеоздоровительная программа для пожилых людей. С накопленным грузом болячек индукционный резонанс справляется достаточно хорошо уже через 1,5 - 2 месяца, с ощутимым эффектом обезболивания.

ИЗЛИШНИЙ ВЕС

Применение прибора в общеоздоровительных целях обычно приводит к избавлению от излишнего веса. Это происходит за счет увеличения текучести воды в организме, очищения кровеносных сосудов от бляшек и как следствие к улучшению кровоснабжения. Это, в свою очередь, уменьшение чувства голода. А имеющиеся жировые отложения начинают рассасываться. Очень полным людям требуется 2 сеанса в день и больше времени.

ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ ВРЕДНЫХ ЗАВИСИМОСТЕЙ

Действие индукционной терапии способствует избавлению от вредных зависимостей: табачной алкогольной и даже наркозависимости. При проведении общеоздоровительной программы у человека естественным образом сокращается потребность в самоотравлении, и, если он будет постоянно уменьшать дозы самоотравления, то потребности могут исчезнуть полностью.

ОТЁКИ

Отёки проходят очень быстро. Приложите «большую» или «среднюю катушку» на место отёка и установите «меандр». Включите прибор при среднем положении регулятора (ток 400 мА) и обрабатывайте отёк в течении получаса. Повторите процедуру в течении четырех дней, потом 3 дня перерыв. За это время отёк должен уйти. Обычно достаточно 2-3 сеанса.

ПЕРЕЛОМЫ

Переломы, для быстрого восстановления, обрабатывают «средней катушкой» или «тором», как в гипсе, так и в шинке. Необходимо следить, чтобы в районе обработки катушками, не было металла, как в аппарате Илизарова.

СХЕМА применения для переломов:

Первые 7 дн. ежедневно по 1 часу: «тор», ток 250 мА, «меандр» на место перелома. Затем 4 дня перерыв.

Дальнейшие 3 недели (5 дн. сеансы – 2 дн. перерыв) 2 раза в день, по 20 мин., «тор», ток 300 мА, «меандр».

Далее повторный сеанс для коррекции. Как правило этого бывает достаточно.

БОРОДАВКИ И ПАПИЛЛОМЫ

Для рассасывания бородавок, полипов и папилломы необходимо обрабатывать их по следующей схеме:

в течении месяца (4 дня сеансов, 3 дня перерыв), 2 раза в день по 5 мин. «тором», ток 300 мА, «меандр». В случае необходимости, через месяц повторить.

Отмечено также, что после двух - трёх месяцев работы с «Катушками» по общеоздоровительной программе, многие замечают исчезновение бородавок, полипов и попелом (они засыхают и отваливаются), хотя специального воздействия на них не оказывалось.

ПРОСТУДА, АНГИНА, ГРИПП и другие ОРВИ

Простуда и ангина, схема применения: «средняя катушка» или «тор». 30-40 мин., 3 дн. утром и вечером, ток 350 мА, «меандр».

При гриппе схема применения: «тор» на горло, первый день 20 мин., 300 мА, «меандр».

Затем 10 мин. 200 мА, «синус».

Далее 2 дня утром и вечером по 30 мин. 200 мА, «синус».

ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Инфекционные заболевания — группа заболеваний, вызываемых проникновением в организм патогенных (болезнетворных) микроорганизмов, вирусов. Особенность вирусных, грибковых и бактериальных заболеваний, таких как: грипп, ОРВИ, гепатит, а также бородавки, герпес и т. д., в том, что их сначала нужно обрабатывать «меандром» и на полной мощности (максимальный ток). Можно применить «среднюю катушку» или «тор». Поскольку площадь воздействия тора очень мала, его нужно перемещать в районе больного органа. При заболеваниях всего тела, например, гриппе, пользуйтесь «большой катушкой» или «среднюю катушку» накладывая их на грудь.

Однако такое воздействие можно начинать при условии, что вы уже прошли курс «ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПОЧКИ». В противном случае ваша очистительная система будет работать в тяжелых условиях, так как её может захлестнуть волна шлаков, образованная из отложений кровеносной системы, различных вредоносных образований и миллионов уничтоженных вирусов. Не всякий организм сможет легко

справится с такой нагрузкой. Если вы соблюдали все вышеизложенные рекомендации, сделайте три дня сеансов по 30 минут два раза в день. Если наступило полное оздоровление, дальше восстанавливайте свой организм «синусом» на небольшой мощности еще 2-3 дня, потом сделайте перерыв 3 дня. Если остались какие-то симптомы заболевания повторите воздействие.

СХЕМА применения при инфекционных заболеваниях:

Первые 3 дня утром и вечером: «тор» или «средняя катушка»; 30 мин., ток максимальный, «меандр». Затем 20 мин. ток 200 мА, «синус».

Далее 2 дня утром и вечером: «тор» или «средняя катушка»; по 20 мин., ток 200 мА, «синус».

Затем 3 дня перерыв.

Через 3 дня можно повторить всю схему.

Размещайте «диски» прямо на больное место, например, на желудок, грудь или коленку. Вы можете воздействовать катушкой лежа, сидя и стоя, но помните о том, что во время сеанса может возникать легкая усталость и клонить в сон. Воздействие может быть через ткань, что более предпочтительно, из соображений гигиены (особенно в медицинских учреждениях).

Случаи из практики народных целителей применявших аппарат БИОЛИС.

ПРОСТАТИТ

Причина простатита и подобных проблем, это, прежде всего - проблема фильтрации крови почками, и как следствие - накопление токсинов. Это и вызывает дополнительное раздражение простаты, т.к. она как губка все «впитывает». Восстанавливать фильтрацию организма нужно начинать с помощью «большой катушки», 2-5 раз по 30-60 мин. грудь/поясница/копчик, ну а потом, если останется что, уже обработать причинное место «средней катушкой» или «тором». Всё на «меандре». За 2 недели состояние значительно улучшается.

ПСОРИАЗ

Улучшения идут медленно. Просто «средней катушкой» или «тором» на большое место по 20-30 мин., чередуем «синус» и «меандр», пробуем катушки на разные частоты и проверяем от чего лучше проходит.

ВИТИЛИГО

Такие кожные заболевания имеют поверхностный характер, поэтому «катушки» помогают достаточно быстро. С меланином есть опыт «общения», его можно с сильно загорелой кожи за 30-40 мин. убрать частично, но он потом возвращается. Схема №3.

ГРЫЖИ МЕЖПОЗВОНОЧНЫХ ПРОТРУЗИИ ПОЗВОНОЧНЫХ ДИСКОВ

Индукционная терапия боль снимет, но механическое повреждение мы восстановить «катушками» не сможем, нужен массаж. Грыжи - вопрос очень сложный, были случаи, когда свежие грыжи за неделю резко уменьшались, но были и случаи, когда процесс очень слабо был подвержен воздействию статики. Если проблема вызвана механической деформацией, то мы только снимем болевой синдром, остальное мануальный терапевт и массаж. «Тором» в районе позвоночника 2 раза в день по 30 мин. «синус». Схема №5.

КАТАРАКТА, МАКУЛОДИСТРОФИЯ СЕТЧАТКИ

Катаракта. Дистрофия сетчатки. Процессы восстановления медленно идут и на текущий момент есть только несколько случаев, когда человек начал лучше видеть после непродолжительного воздействия.

Кератоконус (истончение роговицы глаз). Воздействуем непосредственно на глаза, но перед этим общее воздействие на организм по Схеме №2.

На глаза воздействовать «средней катушкой» или «малой катушкой» (из провода 0,1 мм), «меандр», ток 250 мА. Очень продолжительно не надо, достаточно 5-10 минут в день
(утром и вечером по 5 мин.).

!!! На искусственный хрусталик электромагнитное поле никак не действует.

ТРАВМА ГЛАЗА

Проводим 2-3 сеанса «большой катушкой» на спину и грудь «меандр», ток 350 мА, по 30 мин.

Затем «тором» на глаз, «синусом», 150 мА, на 5 мин. не больше (!) В дальнейшем, перед каждым воздействием «тора» на глаз, проводить сеанс на спину и грудь. Восстановление будет долгим.

АРТРИТ, АРТРОЗ, ОСТЕОАРТРОЗ, ОСТЕОПОРОЗ

Начинаем воздействовать «большой катушкой», на спину и грудь «меандр», по 30 мин., ток 500 мА, причем не принципиально куда её прикладывать.

ЖЕЛТУХА РЕКОНВАЛЕСЦЕНТ

Начинайте с «большой катушки», а там далее все уже по ходу.
Схема №2.

СИНДРОМ ТУРЕТТО

Был один пациент такой, через неделю – здоров. Выздоровление проходило с небольшим усиление тика, после недели без него, потом 2 дня температура и здоров. Схема №2.

Может ли оторваться тромб при применении плоской катушки?

От такого нежелательного эффекта 100% гарантии нет, но воздействуя на тромб электромагнитным полем мы его заставляем медленно растворяться.

Индукционная терапия воздействуя на тромбы ЭМВ полем, заставляет их медленно растворяться, в среднем уменьшаются примерно в четыре раза, за три месяца.

АСТМА

Прикладываем «большую катушку» 2 раза в день, по часу, на спину и грудь. Все основные проблемы исчезнут. Схема №2.

ЯЗВА

желудка и двенадцатиперстной кишки. Схема №2.

ИНСУЛЬТ

После ишемического инсульта наблюдается быстрое восстановление, особенно, если инсульт был без осложнений.

У больного за 2 недели прошли головные боли и в целом улучшилось самочувствие. Схема №2.

ИНФАРКТ МИОКАРДА

Неделю «средней катушкой», затем неделю «тором», по часу в день. Первое время появится тянущая боль, но приступы будут резко уменьшаться по продолжительности и серьезности.

Схема №5.

СТЕНОКАРДИЯ и ИБС

Все проблемы, с сердцем которые на этот момент встречались, успешно решались.

КИСТА ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ

Подобный случай был у меня лично, у «здорового» с его слов резко заболело в левом боку на следующий день, после процедуры и пошла почти черная моча.. Схема №2.

СКЛЕРОЗ РАССЕЯННЫЙ

Вывод токсинов происходит за 3-7 дней, т.к. многое зависит от состояния человека на этот момент, после чего наблюдается значительное улучшение. Схема №2.

ТРОМБОЗ ВЕНОЗНОГО СИНУСА ГОЛОВНОГО МОЗГА

Плоская катушка. Схема №1.

НЕВРАЛГИЯ ЛИЦЕВОГО ТРОИЧНОГО НЕРВА

Есть у меня одна пациентка с такой проблемой, сильные боли, даже спать не могла. Помимо всего у нее метастазы и 2 химики позади. Когда впервые ее увидел, она вся тряслась и даже не могла нормально говорить. После 3-х сеансов по часу, со «средней катушкой», основная неврология пошла на убыль, а боли от троичного нерва значительно снижались после 20-30 мин. электростатики. Схема №5.

ПОЧКИ, КАМНИ В ПОЧКАХ, ПИЕЛОНЕФРИТ

Если болит спина, то «большую катушку» на 20-30 минут на поясницу.

Если эта боль от почек можно «тором» по 10 минут на каждую.

Крупные камни будут начинать размягчаться и постепенно рассыпаются на мелкие. Сейчас известно про 2 случая выхода камней размером до 5 мм, ЭМВ значительно уменьшают боль, вызванную движением камня. 1 случай, когда у человека утром при мочеиспускании просто вышел песок. К сведению: почки это, обычная гидродинамическая система с центробежной фильтрацией. Поэтому основная проблема - это физическое забивание стенок капилляров почечных узелков. Чтобы устранить эти проблемы, нужно просто все это «встряхнуть», как в фильтре грубой очистки. Конкретный случай: человек 25 лет проходил с пиелонефритом, применил «тор» по 3 минуты на почку утром и вечером в течение недели, на 3-ий день уже прекрасно себя чувствовал, а через неделю исчезли признаки воспалительного процесса.

Схема №3.

КАМНИ В ЖЕЛОЧНОМ ПУЗЫРЕ, ХОЛЕЦИСТИТ

«Тор» медленно, но планомерно. Схема №3.

КИСТА ЯИЧНИКОВ

Кисты обычно за неделю-две можно уменьшить, всё зависит от их размера. Для локальных проблем используйте либо «тор», либо «среднюю катушку». Схема №5.

ЗУБЫ, ДЁСНЫ, ПАРОДОНТОЗ

ТОР. Схема №5.

АРИТМИЯ СЕРДЦА

«Средней катушкой», «синусом», ток 350-500 мА, 40–60 мин. на грудь, за 3-5 дней должно пройти. Можно пробовать для купирования острого приступа в течение 10-15 минут. После чего резко клонит в сон на 3 часа.

АЛЛЕРГИЯ

Как показывает практика, аллергия проявляется как следствие, убрать ее - значит найти в теле причину. «Средняя катушка» с периодическим применением должна справиться. Это Схема №2.

БОЛЕЗНЬ ПАРКИНСОНА

Поддаются лечению даже более серьезные заболевания НС. 3 сеанса по часу хватило достаточно сильно снизить их проявление. Схема №1.

ВАРИКОЗНОЕ РАСШИРЕНИЕ ВЕН, ПОЧЕРНЕНИЕ ПАЛЬЦЕВ

Воздействие «средней катушкой» на поясницу и живот, по часу 2 раза в день. Если организм не сильно остро будет реагировать, то можно «катушку» под ступню. Работайте, чтобы не допустить ампутации. Схема №2.

РУБЦЫ, РУБЦОВАЯ ТКАНЬ

Статика очень резво реагирует на швы. Как показали экспериментальные воздействия, электростатика препятствует образованию рубцовой ткани, что ускоряет заживление в 2-3 раза. Также наблюдается выравнивание тканей и разглаживание старых швов. Схема №5.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ ПРИ ЧАСТИЧНОМ ПОВРЕЖДЕНИИ ТКАНИ

Получен эффект ускоренной регенерации даже при частичном отсутствии тканей. После больших механических повреждений возможны ситуации, когда мы мало чем можем помочь. Все зависит от конкретного случая. Если за 20-30 мин. «средней катушкой» больной не чувствует, тогда и «тором» можно. Схема №5.

АТЕРОСКЛЕРОЗ

«Катушка» все мелкие холестериновые бляшки и их залежи в сосудах убирает, они будут медленно растворяться, даже если 3-5 раз по часу и потом не использовать. Весь процесс займет до полугода. Схема №2.

ЭПИЛЕПСИЯ

Для ребенка 7 лет. Прикладывать стандартно на спину и грудь. «Средней катушкой», «синус», ток 300 мА по 30 мин. утром и вечером. Ребенок очень быстро регенерирует.

ГРЫЖА ПИЩЕВОДА

Во многих подобных случаях помогало, «среднюю катушку» на спину и живот. На очень быструю скорость рассасывания не стоит рассчитывать, 2-3 месяца и более. Схема №3.

КОЛИТ

Статика очень быстро разрушает причины воспалительных процессов. Эффективность можно будет увидеть уже после часа применения. Причина лежит намного глубже, возможно потребуется время для восстановления функций печени и поджелудочной железы. Схема №5.

ДЦП

Сейчас работаю с ДЦП (мужчина, 38 лет) и у него же гепатит «С». Левая нога была практически не управляема, переставлял как протез. На 3-й день ушли ощущения, что что-то мешает при ходьбе, за неделю восстановилась работа сердца и печени (были мелкие проблемы), через 5 дней он уже смог немного шевелить пальцами ноги, но всеми сразу. Сейчас он позвонил, сказал, что начинает чувствовать всю ногу, что она не верно согнута и уже мозг пытается ее выпрямлять при хождении. После 38 летостоя в мышцах эти процессы восстановления, вызывают небольшие болевые ощущения. Прогресс есть: очень быстрый прогресс за 3 недели, ноги стал автоматом ровно ставить, теперь чуток переучивается ходить. По его ощущениям, он сам сейчас чувствует, что моторика не полностью отрабатывает, этого раньше не замечал. Немного болят мышцы, т.к. 36 лет не работали. С моей точки зрения, после 3-х недель человек ровно ставит ноги и немножко учится ходить, его это не напрягает, значит мозг сам начал процесс восстановления. Схема №2.

СУЖЕНИЕ СОСУДОВ ГОЛОВНОГО МОЗГА

Комплексно чистим организм плоскими катушками. Схема №2.

ГЛУХОТА

Возрастная, больной слышит со слуховым аппаратом Слуховой аппарат вынимаем и работаем по схеме №2 на часок общения со «средней катушкой». Через недели 2-3 должно быть улучшение. После этого на ухо можно «тором» на 5 мин в день, не больше, схема №5.

ЗАИКАНИЕ

Был у моего знакомого родственник с заиканием, ему стало значительно легче, но он на 2-е суток с температурой и обострением свалился. То есть даже при неврологии наблюдалось обострение как бы не связанное с основной проблемой. Схема №2.

В некоторых случаях, для быстрого выздоровления, может потребоваться чередование однотипных «Катушек» настроенных на разные частоты. Для таких случаев мы выпускаем три вида «средних катушек» и «торов»:

№1 (300 кГц), №2 (500 кГц), №3 (700 кГц)

В каких случаях это бывает нужно? Например, при воздействии, катушки на грибковые инфекции, а также многие типы вирусов. Эти патогены очень быстро реагируют на окружающие угрозы и подстраиваются под них. Поэтому важно часто менять частоты «катушек», не давая им подстраиваться. Ткани быстрее восстанавливаются, если мы ежедневно чередуем «катушки». Гораздо реже возникают другие моменты, например, после длительного воздействия на конкретный орган нет желаемого результата. В этом случае нужно подбирать частоту, и «катушки» с разными частотами будут весьма кстати.

Как правильно подобрать частоту :

Во время сеанса необходимо лечь на спину, расслабиться, положить «Катушку» на проблемное место, закрыть глаза и постараться прислушаться, к своим ощущениям в течении 5-10 минут. Если вы чувствуете, что проблемный орган ощущает воздействие (в любой форме – покалыванием, пульсацией, тяжестью или как-то ещё), то всё в порядке. Если нет, то это значит, что на восстановление этого органа, может уйти много времени, потому, что воздействие ЭМВ всё равно происходит, просто организм реагирует слабо. В этом случае можно попробовать «Катушку» с другой частотой. Допустим вы приобрели комплект «Полный» с тремя «Катушками». На каждой катушке написана их частота резонанса. Подключая их поочерёдно на проблемное место, вы определили, что ваш орган сильнее всего реагирует на неё.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

- Защита кардиостимуляторов, дефибрилляторов, кохлеарных имплантов, стимуляторов роста костей, глубоких стимуляторы головного и спинного мозга, других стимуляторов.
- Защита открытой пластины дуги позвонка (после ламинэктомии).
- Защита эндопротезов или металлических имплантов.
- Не применять непосредственно на шейном звездчатом нервном узле или блуждающем нерве в переднем треугольнике шеи.
- Не применять непосредственно в областях раковых опухолей, из-за риска повышение притока крови к злокачественным образованиям.
- Не применять в областях неопластических тканей и клеточных поражений.
- Окклюзионные сосудистые заболевания, такие как облитерирующий атеросклероз и облитерирующий тромбангиит с очевидными окклюзиями и ишемией.
- Не воздействовать на эпифиз детей и подростков, т.к. индукционная терапия может повлиять на снижение или ускорение скорости роста костей.
- Нельзя проводить индукционную терапию при наличии металлических тел в области проекции индуктора(катушки), при влажных гипсовых повязках.

БИБЛИОГРАФИЯ НАУЧНЫХ РАБОТ

1. Василенко А.М. Инновационные технологии, сочетающие принципы физио- и рефлекстерапии / А.М. Василенко, К.Ю. Черемхин, И.М. Черныш // Учебник по восстановительной медицине под ред. А.Н. Разумова, И.П. Бобровницкого, А.М. Василенко. Восстановительная медицина и реабилитация — 2009. Первый научн. съезд Росс. общ-ва врачей восстанов. медицины. М., 2009. С. 244-248
2. Холодов Ю.А., Лебедева Н.Н. Реакция нервной системы человека на электромагнитные поля. - М, 1991.
3. Основы физиотерапии: учебное пособие / Н.И. Аверьянова, И.А. Шипулина. Изд. 2-е, доп. и перераб. Ростов н/Д: Феникс, 2010.213 с
4. Пономаренко Г.Н. Спортивная физиотерапия / Г.Н. Пономаренко, В.С. Улащик, Д.К.Зубовский. СПб., 2009.318с
5. Пономаренко Г.Н. Общая физиотерапия. - Киев, 2004.
6. Пономаренко Г.Н., Турковский И. И. Биофизические основы физиотерапии. - Спб., 2003
7. Ремизов А.Н. Медицинская и биологическая физика. - М., 1996.
8. Рубин А. Г. Биофизика. В 2 т. - М, 1999-2000
9. Самойлов В.О., Пономаренко Г.Н., Енин Л.Д. Низкочастотная биоакустика. - Спб., 1994.
10. Соловьева Г. Р. Магнитотерапевтическая аппаратура. - М., 1991.
11. Системы комплексной электромагнит- тотерапии / Под ред. А.М. Беркутова и др. - М, 2000
12. Тринчер К.С. Состояние и роль воды в биологических объектах. - М., 1967.
13. Холодов Ю.А. Мозг в электромагнит- ных полях. - М, 1982
14. Хорст А. Молекулярные основы пато генеза болезней. - М., 1982.
15. Шеметило И.Г., Воробьев М.Г. Совре- менные методы электро- и светолечения. - Л., 1980.
16. Электронная аппаратура для стимуля- ции органов и тканей / Под ред. Р.И. Утя- мышева и М. Варны. - М., 1983.
17. Яковleva M.I. Физиологические меха- низмы действия электромагнитных полей. - Л., 1973.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ :

Модель.....	БИОЛИС
Выходная	
частота:.....	50- 800kHz
Емкостная выходная	
мощность:.....	1 до 10 Вт
Индуктивная выходная мощность:	1 до 15 Вт
Мощность	
приращения:.....	20 Вт
Режим:	
SWD.....	(непрерывная терапия)
PSWD:.....	(импульсная терапия)*
Ширина импульса:.....	От 100 до 400 мкс*
Частота импульса:.....	От 50 до 800 Гц*
Время сеанса терапии:.....	300 минут (с шагом увеличения - 1 мин.)
Емкостная площадь большой катушки:	
Индуктивная площадь большой	
катушки:.....	250 см²
Емкостная площадь средней	
катушки:.....	95 см²
Индуктивная площадь средней	
катушки:.....	95 см²
Входная частота сетевого адаптера	50/60 Гц
Мощность, потребляемая от сети, не более, ВА:.....	24
Время непрерывной работы, не более, мин :	300
Электрический класс:.....	Класс I
Предохранители:.....	0,5A 250~ (20AG)
Степень электрической	
защиты:.....	Тип BF
Габариты аппарата, мм.....	180X130X50

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10°C до +40°C, относительная влажность до 80 %, при температуре +25°C.

* данная опция доступна для аппаратов с индексом «I», БИОЛИС-03I

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входят:

1. Аппарат физиотерапевтический БИОЛИС-03	1 шт
2. Катушки	3 шт
3. Индикатор поля	1 шт
4. Сетевой адаптер	1 шт
5. Руководство по эксплуатации	1 шт
6. Упаковочная тара	1 шт

ВНИМАНИЕ: ДЛЯ ПИТАНИЯ АППАРАТА БИОЛИС-03 РАЗРЕШАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СЕТЕВОЙ АДАПТЕР ИЛИ ЛЮБОЙ ДРУГОЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ, С ПОСТОЯННЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ НА ВЫХОДЕ: 24 ВОЛЬТА И ВЫХОДНЫМ ТОКОМ НЕ МЕНЕЕ 1 АМПЕРА.

4. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. Конструкция аппарата обеспечивает надлежащую безопасность для пользователя.

4.2. Запрещается использование аппарата без предварительного изучения настоящего руководства по эксплуатации и медицинской инструкции.

4.3. Запрещается включать аппарат при открытом корпусе.

4.4. Разборка и ремонт аппарата разрешаются только специалистам, имеющим необходимую квалификацию.

4.5. Запрещается пользоваться неисправным аппаратом.

4.6. Запрещается пользоваться аппаратом во влажных помещениях (например, в ванной комнате), а также при попадании влаги внутрь корпуса.

При нарушении работоспособности аппарата и в аварийных ситуациях следует сразу же выключить аппарат.

5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

5.1 Аппарат должен храниться в складских помещениях при температуре воздуха от +5°C до +45°C при относительной влажности воздуха не более 80%. Наличие в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей, вызывающих коррозию не допускается.

5.2 Транспортирование аппарата в транспортной таре может осуществляться всеми видами закрытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на этих видах транспорта. При транспортировании самолётом аппараты должны быть размещены в отапливаемом герметичном отсеке.

5.3. Если аппарат хранился или транспортировался при низкой температуре, необходимо перед включением выдержать его при комнатной температуре не менее 2 часов.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6.1. Предприятие-изготовитель гарантирует безотказную работу аппарата при условии соблюдения потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

6.2. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи.

6.3. Гарантийное обслуживание обеспечивает ООО «БЕЛЫЙ КВАДРАТ» при предъявлении паспорта с отметкой о приобретении.

6.4. В случае выхода прибора из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока аппарат ремонтируется или заменяется за счёт изготовителя при предъявлении паспорта с отметкой о приобретении.

6.5. При необходимости гарантийной замены или ремонта аппарата следует обращаться по месту его приобретения.

6.6. Гарантийные обязательства прекращаются в следующих случаях: – наличие следов самостоятельного ремонта; – наличие механических повреждений; – наличие повреждений, вызванных попаданием влаги внутрь корпуса.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Аппарат для индукционной терапии БИОЛИС изготовлен и принят в соответствии с требованиями ТУ 9444-004-91965476-2012 и признан годным для эксплуатации.

Заводской № аппарата

Дата выпуска

Контролер ОТК

Изготовитель:

ООО «БЕЛЫЙ КВАДРАТ», РОССИЯ, 350089, г. Краснодар, пр-кт.Чекистов,
д.24/1
pribor.bionic@gmail.com

ТАЛОН

НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ
АППАРАТА ИНДУКЦИОННОЙ ТЕРАПИИ БИОЛИС
(ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПРОДАВЦОМ ПРИ ПРОДАЖЕ)

Аппарат «БИОЛИС» заводской номер №

Продавец

Дата продажи _____ 20 ____ г.

Штамп торгового предприятия

(заполняется при ремонте)

Выполненные работы по устраниению
неисправностей: _____

Заводской № аппарата _____
Исполнитель _____
Дата _____

М.П.

Изготовитель:
ООО «БЕЛЫЙ КВАДРАТ», РОССИЯ, 350089, г. Краснодар, пр-кт.Чекистов,
д.24/1
prigorg.bionic@gmail.com